

vetscan Rapid tests



PREDICT. PREVENT. DETECT.TREAT.

www.zoetis.cl/diagnostico

zoetis

QUERERLO ES CUIDARLO

Vetscan Test rápido Ehrlichia



VETSCAN Ehrlichia Rapid Test (Prueba Rápida de Ehrlichia)



Vetscan Ehrlichia Rapid Test es una prueba altamente sensible y específica para la detección cualitativa de anticuerpos para *E. canis*, *E. chaffeensis*, and *E. ewingii* en sangre, suero o plasma enteros caninos.



Almacenamiento a temperatura ambiente



Disponible en estuche de 25 pruebas



Lectura dentro de 8-10 minutos

Sensibilidad (Canina) : 97.4%¹

Especificidad (Canina) : 97.5%¹

1.- Data on file, Study Report No. TI-04015, Zoetis Inc.

PREDICT. PREVENT. DETECT.TREAT.

www.zoetis.cl/diagnostico

zoetis

SÓLO LO MEJOR PARA EL MEJOR

VETSCAN Giardia Rapid Test (Prueba Rápida de Giardiasis VETSCAN)



Vetscan Giardia Rapid Test es una prueba altamente sensible y específica para la detección cualitativa de antígenos del quiste de Giardia en heces caninas.



Almacenamiento a temperatura ambiente



Lectura dentro de 10-15 minutos



Disponible en estuche de 10 pruebas

Sensibilidad (Canina) : 98.1%²

Especificidad (Canina) : 99.3%²

Vetscan Test rápido Giardia



2- Data on file, Study Report No. TI-04648, Zoetis Inc.

PREDICT. PREVENT. DETECT.TREAT.

www.zoetis.cl/diagnostico

zoetis

ÉL CONFÍA EN TI TÚ CONFÍA EN NOSOTROS

Vetscan FeLV/FIV Rapid Test Single Strip

VETSCAN FeLV/FIV Rapid Test (Prueba Rápida de FeLV/FIV VETSCAN)



Vetscan FeLV/FIV Rapid Test es una prueba altamente sensible y específica para la detección cualitativa del antígeno de Virus de Leucemia Felina y anticuerpos del Virus de Inmunodeficiencia Felina en sangre completa, suero o plasma felino.



Almacenamiento a temperatura ambiente



Lectura dentro de 10 minutos



Disponibile en estuche de 10 pruebas



FeLV Sensibilidad: 94.6%³

FIV Sensibilidad: 99.2%³

FeLV Especificidad (Canina): 99.4%³

FIV Especificidad (Canina): 99.2%³

3.- Data on file, Study Report No. D886R-US-19-057, Zoetis Inc.

PREDICT. PREVENT. DETECT.TREAT.

www.zoetis.cl/diagnostico

zoetis

WITNESS[®] TEST RÁPIDOS

Fácil de usar

Fácil de interpretar





**PROTÉGELO A ÉL
PROTEGE A TU FAMILIA**

WITNESS Prueba Rápida de Leptospira en caninos

Prueba rápida para la detección de anticuerpos IgM de leptospira en sangre entera, suero o plasma de caninos.



Almacenamiento a temperatura ambiente



Lectura dentro de 10 minutos



Disponible en estuche de 5 pruebas

Sensibilidad (Canina) : 98.1%⁴

Especificidad (Canina) : 93.5%⁴

4.- Kodjo et al. A rapid in-clinic test detects acute leptospirosis in dog with high sensitivity and specificity. BioMed Research International Volume 2016, Article ID 3760191, 3 pages.



NUNCA TU MASCOTA ESTARÁ SOLA

WITNESS Prueba Rápida de Parvovirus

Prueba rápida para la detección de antígenos de todas las cepas de Parvovirus en las heces de caninos.



Almacenamiento a temperatura ambiente



Lectura dentro de 10 minutos



Disponible en estuche de 5 pruebas






Sensibilidad (Canina) : 86.3%⁵

Especificidad (Canina) : 96.1%⁵

5 - Decaro N, Desario C, Billi M, et al. Evaluation of an in-clinic assay for the diagnosis of canine parvovirus. Vet J. 2013;198:504-507.

Tabla Prueba Rápida de Diagnóstico

Test rápidos Zoetis: Usted puede obtener una respuesta rápida con grandes opciones diagnósticas, nuestra línea de pruebas rápidas le ofrece la flexibilidad para realizar uno o múltiples test en la comodidad de su clínica, con una respuesta en el punto de cuidado de tu mascota su. Nuestro variado portafolio le ofrecerá una respuesta rápida para lo que necesite y de esa forma tener el mejor diagnóstico, con bajo costo, rapidez y precisión.

	Test	Sensibilidad	Especificidad	Especies	TipoTest
	VETSCAN Ehrlichia ¹	97.4%	97.5%	Canino	Anticuerpo
	VETSCAN Giardia ²	98.1%	99.3%	Canino	Antígeno
	VETSCAN FeLV/FIV ³	FeLV 94.6% FIV 99.2%	FeLV 99.4% FIV 99.2%	Felino Felino	FeLV-Antígeno FIV-Anticuerpo
	WITNESS Lepto ⁴	98.1%	93.5%	Canino	Anticuerpo
	WITNESS Parvo ⁵	86.3%	96.1%	Canino	Antígeno

1.- Data on file, Study Report No. TI-04015, Zoetis Inc.

2.- Data on file, Study Report No. TI-04648, Zoetis Inc.

3.- Data on file, Study Report No. D886R-US-19-057, Zoetis Inc.

4.- Kodjo et al. A rapid in-clinic test detects acute leptospirosis in dog with high sensitivity and specificity. BioMed Research International Volume 2016, Article ID 3760191, 3 pages.

5.- Decaro N, Desario C, Billi M, et al. Evaluation of an in-clinic assay for the diagnosis of canine parvovirus. Vet J. 2013;198:504-507.