


WITNESS" ASSAY®

Diagnósticos Rápidos, Seguros y Confiables

	Área Terapéutica	Blanco	Prueba	Nombre de la Prueba	Pruebas por Caja
	Infección Viral	Parvovirus Ag*	WITNESS°	WITNESS® Parvo	5
	Enfermedad por Vectores & Infección por Parásitos	Ehrlichia canis Ab*		WITNESS® Ehrlichia	5
	Infección Viral	Virus de Leucemia Felina*	WITNESS*	WITNESS® FeLV	10
	Infección por Parásitos	Dermatofitos	ASSAY®	FUNGASSAY®	10
		Parásitos Intestinales		OVASSAY PLUS®	50

* Ag = Antígeno Ab = Anticuerpo

Línea WITNESS®



No congelar



Sólo 4 gotas o menos




Procedimiento simple, sólo 2 pasos**



Resultados rápidos en 10 minutos**

**dependiendo de la prueba

Importado y distribuido por Pfizer Chile S.A., Av. Las Américas 173, Cerrillos, Santiago, Chile. Baio Licencia de Pfizer Inc., USA.



Rápido, Seguro y Confiable

Soluciones de diagnóstico:

- CONFIABLE
- Pruebas de alto rendimiento (sensibilidad y especificidad)
- FÁCIL Y CÓMODO
- Fácil de realizar las pruebas en la clínica
- Resultados en 10 minutos*
- No necesita refrigeración


*Dependiendo de la prueba

- Elaborado en EUA bajo la Norma ISO 9001
- Casi 1 millón de kits vendidos a nivel mundial en 2010

Tecnología R.I.M.

(INMUNO MIGRACIÓN RÁPIDA)

- . Tecnología patentada con el método de pulverización.
- . Precisa, ofrece resultados confiables.



- A Partículas de oro coloidal sensibilizadas
- B Migración de complejo antígeno/anticuerpo
- Banda reactiva: resultado positivo
- D Banda de validación: validación de la prueba

FÁCIL Y RÁPIDO DE MANEJAR E INTERPRETAR

Pequeña cantidad de muestra

- 1 a 2 gotas como máximo*
- Muestra = sangre completa con anticoagulante, suero, plasma o heces*

2 Procedimiento fácil

• Sólo 2 pasos*, reducen los errores de operación





Resultados rápidos: 10 minutos*

Resultado Positivo

Resultado Negativo







Consérvese



No congelar



Sólo 4 gotas o menos



Procedimiento simple, sólo 2 pasos**



Resultados rápidos en 10 minutos**

**dependiendo de la prueba

Línea



